

コンパクト設計で低価格、 チェストタイプで安定した冷却性能を発揮！

- 扉開閉に伴う冷気漏れの少ないチェストタイプです。
- 収納物の出し入れ・整理に便利なバスケットが、標準装備されています。
- 温度警報ランプ付き。設定温度に対し、異常に温度が上昇するとランプ(赤)が点灯し、異常を知らせます。
- スーパーフロスト機能付き。設定温度に関係なく、連続運転となり、最大の冷凍能力を発揮。



D-201F3




D-396F3

バスケット



バスケット収納状況



バイオフィリーザー（Dタイプ）仕様

モデル	D-201F3	D-271F3	D-396F3
冷却性能	約-16℃～-33℃		
内容積	約180ℓ	約250ℓ	約365ℓ
外寸法	W720×D605+85×H840mm	W925×D605+85×H840mm	W1265×D605+85×H840mm
内寸法	W620×D500×H680mm	W820×D500×H680mm	W1160×D500×H680mm
外装・内装	鋼板アクリル樹脂焼付塗装		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
バスケット	1個	2個	2個
冷却器	パイプオンシート		
凝縮器	ウォールコンデンサー		
冷媒	R-404A(HFC)		
電源	AC100V 50/60Hz		
運転電流	4.2/3.5A	4.3/3.7A	4.4/3.8A
消費電力	228/235W	238/248W	242/258W
温度調節	アナログダイヤル式		
高温警報	赤ランプ表示		
重量	約42kg	約50kg	約62kg
価格	¥200,000	¥220,000	¥260,000
付属品	鍵2個(1個予備)		

- (注) 1.上記仕様の冷却性能は、周囲温度+30℃、無負荷時のものです。
 2.運転電流、消費電力は、周囲温度+30℃、記載最低温度・無負荷・安定時の値です。
 3.本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

●電源プラグと
コンセントの形状



保障について

製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

▲ 安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
- アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。防爆製品以外に保管しますと爆発する危険があります。

製造販売元

販売店



日本フリーザー株式会社

URL : <http://www.nihon-freezer.co.jp>

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-4 TEL.03-3831-7643 FAX.03-3832-0633
 大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-20-2 TEL.06-6337-0600 FAX.06-6369-2166
 茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2-18-4 TEL.029-855-1181 FAX.029-855-0888
 名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市中東区西山本通2-2 TEL.052-788-7770 FAX.052-788-7771
 工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4-29-6 TEL.048-933-2755 FAX.048-936-2228

- 仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- 梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
- カタログの記載内容は2009年1月現在のものです。