

-85℃フリーズ超低温槽

最新のフリーズテクノロジーで、バイオ、ライフサイエンス、ケミカル分野をサポート！
サンプルの適正な温度管理、長期保存に実力を発揮！

**電源工事不要！100V仕様の
500ℓタイプ新登場。**

NEW!
内容積500ℓ
100V仕様

1コンプレッサー
フィルター
清掃不要
警報機能

電源工事
不要
0-100%

モデル: CLN-51UD1 (縦型)

価格 ¥1,650,000-



電源工事
不要
0-100%


1コンプレッサー
フィルター
清掃不要
警報機能

モデル: CLN-50CD1 (横型)


価格 ¥1,550,000-

製品仕様

モデル	CLN-51UD1 (縦型)	CLN-50CD1 (横型)
最大冷却性能/常用温度	-85℃/-70℃~-80℃	
内容積	約526ℓ	約500ℓ
外寸法 (mm)	W(840+81)×D(905+103)×H1975	W2080×D(715+152)×H1030
内寸法 (mm)	W600×D655×H1340	W1490×D490×H685
材質	外装:電気亜鉛メッキ鋼板 内装:ステンレス	
内扉 内蓋	2枚 (発泡ウレタン+真空断熱材)	3枚 (発泡ポリスチレン)
冷却器/凝縮器	パイプオンシート/ブロックコンデンサー+空巻き	
冷媒	特殊混合冷媒 (HFC)	
電源	AC100V 50/60Hz 15A単独	
運転電流	8.8A	6.3A
消費電力	540W	510W
温度調節器	デジタル式温度指示調節器	
温度警報停電警報	設定温度から15℃温度上昇時及び停電時にブザー報知。 バッテリー充電式2.5V (48時間作動可能)	
重量	約210kg	約200kg
付属品等	鍵、キャスター4個、アジャスター2個 アクセスポート背面1ヶ所 (φ20mm)	



CLN-51UD1 (縦型)



CLN-50CD1 (横型)


○100V仕様は受注生産のため、納期は約60日となります。

○3φ200V仕様 (標準機) は在庫品です。

○1φ200V仕様にも対応します。(納期約60日)

○AC100V、3φ200V、1φ200V仕様の価格は同一です。

電源プラグとコンセント形状



※ 送費、搬入費、消費税等は別途負担です。

製造発売元



日本フリーザー株式会社

URL: <http://www.nihon-freezer.co.jp>

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL. (03)3831-7643 FAX. (03)3832-0633
 大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2丁目20番2号 TEL. (06)6337-0600 FAX. (06)6369-2166
 茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL. (029)855-1181 FAX. (029)855-0888
 名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市長区西山本通2丁目2番地 TEL. (052)788-7770 FAX. (052)788-7771
 神奈川営業所 〒251-0032 神奈川県藤沢市片瀬375-5 TEL. (0466)29-0701 FAX. (0466)29-0702
 埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL. (048)933-2755 FAX. (048)936-2228

販売店