


ファイザー社ワクチンの収納性【CVF-78HC】

◆ワクチン保管ケース情報


- ・1 **バイアル瓶**で5~6回分の接種が可能。
- ・**バイアル箱 1箱**に195バイアル瓶を収納(W13列×D15列)。
- ・バイアル箱サイズ: W229×D229×H40mm ※水平保管で。



◆CVF-78HC への収納性

- ・製品内寸法: W387×D387×H470(有効 H425)mm

縮尺: 約 1/10



■収納性

製品全体で**バイアル箱 10箱**収納可能。

【 10箱×195バイアル=1,950バイアル ⇒ 1,950バイアル×5~6回分= **9,750~11,700回接種分** 】

以上