

温度ロガー

〔-80℃～+80℃測定用〕
〔-40℃～+80℃測定用〕

超低温フリーザーや冷蔵庫の庫内に、温度ロガーごと設置が可能です！

◆温度ロガー①【測定温度範囲:-80℃～+80℃】 ※超低温フリーザーでも利用可能

本体内部のセンサーによって、超低温(-80℃)から高温(+80℃)までの温度を検知・記録することが可能で、ロガーごと庫内に設置できます。記録されたデータは、付属のソフト(対応 OS: Windows7 以上)と NFC 通信で PC へ取り込み、グラフ表示、レポート作成等が可能です。また、温度管理値(上下限值)を設定することが可能で、管理値を逸脱すると LED ランプが点灯します。電池寿命は約 100 日です。専用電池はロガー内部に 1 個と、別途予備として、2 個付属されます。(記録間隔: 1~255 分間隔、記録容量: 16,000 件)

温度ロガー
型番: KT-155F/EX(LED)
外寸法: H34×W90×D15mm
標準価格: ¥25,800



注. 約-30℃以下の環境下では、液晶画面が消えますが、温度データは記録し続けます。

取付用アタッチメント
型番: AT-150S
標準価格: ¥1,500



NFC 通信読取りリーダー
型番: RC-S300/S1
標準価格: ¥5,300



専用電池
型番: ER2450TWL
標準価格: ¥6,000 (2 個セット)

合計標準価格(4 点セット): ¥38,600

◆温度ロガー②【測定温度範囲:-40℃～+80℃】 ※冷凍庫、冷蔵庫で利用可能

本体内部のセンサーによって、-40℃～+80℃までの温度を検知・記録することが可能で、ロガーごと庫内に設置できます。記録されたデータは、付属のソフト(対応 OS: Windows7 以上)と NFC 通信で PC へ取り込み、グラフ表示、レポート作成等が可能です。また、温度管理値(上下限值)を設定することが可能で、管理値を逸脱すると液晶表示部にマークが点灯します。電池寿命は約 3 年です(電池: CR2477、市販品)。ロガー内部に 1 個付属されています。(記録間隔: 1~255 分間隔、記録容量: 16,000 件)

温度ロガー
型番: KT-155F
外寸法: H34×W90×D15mm
標準価格: ¥10,800



注. 約-30℃以下の環境下では、液晶画面が消えますが、温度データは記録し続けます。

取付用アタッチメント
型番: AT-150S
標準価格: ¥1,500



NFC 通信読取りリーダー
型番: RC-S300/S1
標準価格: ¥5,300



合計標準価格(3 点セット): ¥17,600

※温度ロガーの利用イメージ(ロガーごと庫内に設置が可能)



発売元
日本フリーザー株式会社
URL: <https://www.nihon-freezer.co.jp>

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL. (03) 3831-7643 FAX. (03) 3832-0633
大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目15番31号 TEL. (06) 6337-0600 FAX. (06) 6369-2166
茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL. (029) 855-1181 FAX. (029) 855-0888
名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市中区西本通2丁目2番地 TEL. (052) 788-7770 FAX. (052) 788-7771
神奈川営業所 〒251-0021 神奈川県藤沢市鵜沼神2丁目1-2神明商事ビル3階 TEL. (0466) 29-0701 FAX. (0466) 29-0702
埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL. (048) 933-2755 FAX. (048) 936-2228

2024 年 10 月現在